




POWERSHAPE 2™

Multi - funcional Body Shaping System




Powershape2 es un potente e innovador sistema 3 en 1 que utiliza de manera combinada RF bipolar, láser de bajo nivel y terapia de vacío para el alivio del dolor musculoesquelético, el contorno corporal, la reducción de grasa y celulitis e incluso el alivio de dolores musculares menores. No es invasivo y está diseñado para adelgazar el cuerpo. Se puede operar en varias áreas del cuerpo, incluida la cara, con la pieza de mano (opcional).

TECNOLOGIA 3 EN 1



Frecuencia de radio

Powershape 2 está diseñado para aplicar de manera conjunta energía térmica y ondas electromagnéticas a las capas dérmicas más profundas. La energía térmica generada reduce las células grasas y ayuda a adelgazar el cuerpo. Con el uso de los aplicadores de RF bipolar y RF multipolar (adicionales), puede tratar varias áreas del cuerpo.



Láser de bajo nivel

Mediante el suministro de longitudes de onda específicas de luz láser, PowerShape 2 reduce significativamente el tamaño de las células grasas para desestabilizarlas y luego descomponerlas a través del propio proceso natural del cuerpo. Crea efectos de sinergia para adelgazar el cuerpo y maximiza los efectos de reducción de grasa.



Sistema de Vacío

La potente función de vacío aumenta la circulación sanguínea al succionar las áreas objetivo y alisa la piel para optimizar el suministro eficiente de energía de radiofrecuencia. El vacío induce el drenaje linfático, alisa el cuerpo y ayuda a la reducción de la celulitis.

VENTAJAS



A.- Cable suave y flexible

Fabricado con material suave y flexible.

B.- Amplia pantalla LCD, interfaz de usuario amigable y conveniente

Con su pantalla táctil digital de 10,2 pulgadas, puede verificar fácilmente la pantalla durante el tratamiento. Se aplica una interfaz de usuario simple para la comodidad del usuario.

C.- Aplicador Manual de rodillos

El aplicador de rodillos motorizado asistido por vacío bipolar permite que la energía láser y RF se dirija con precisión donde puede tener el máximo efecto.

D.- Aplicador multipolar corporal

Emplea 4 o más electrodos para suministrar RF al tejido de la piel. Esta pieza de mano multipolar asistida por vacío para el cuerpo es capaz de calentar simultáneamente las capas superficiales y profundas de la piel al proporcionar una corriente enfocada pero uniforme a la piel.

E.- Aplicador Térmico

Mayor conductividad de energía térmica que reduce el tiempo de tratamiento gracias a las puntas bipolares recubiertas de cerámica.

F.- Almacenamiento de aplicadores

Puede almacenar las piezas de mano en el almacenamiento de piezas de mano dentro del dispositivo para evitar la pérdida de los componentes y mantenerlos en buen estado.

APLICADORES



APLICADOR ROLL



THERMAL TIP (L)



THERMAL TIP (S)



Thermal handpiece



APLICADOR MULTIPOLAR(L)



APLICADOR MULTIPOLAR(M)



APLICADOR MULTIPOLAR(S)

IMAGENES CLÍNICAS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Radiofrecuencia, Vacío, Láser
Aplicadores	Aplicador de rollo, Aplicador multipolar, Aplicador Térmico
Panel	Pantalla táctil digital de 10,2 pulgadas
Dimensión (An. x Pr. x Al. mm)	414x523x1230
Peso	60kg

CONTACTO COMERCIAL

Nombre : Gaby Avilez Palomino
:
Celular: : 947 217 210
Correo : gavilez@technomedicalperu.com