

## Relleno corporal premium

### Tecnología patentada MDM (MBMT + DMCT + MDAP)

- ▶ **MBMT:** (Tecnología monofásica de microperla) Permite la mayor viscoelasticidad del mundo mediante microperlas del HA (ácido hialurónico) y manteniendo las propiedades monofásicas.
- ▶ **DMCT:** (Tecnología de reticulación múltiple de divinil sulfona) Multi-reticulación de HA (ácido hialurónico) con agente de reticulación DVS que es una tecnología para implementar una reticulación completa.
- ▶ **MDAP:** (Purificación anfifílica de grado múltiple) Tecnología que mejora la seguridad y produce productos de la más alta pureza refinando microperlas reticuladas en múltiples ocasiones.



#### B Filler-s (Soft)

HA 20mg/ml  
Premium body filler  
Senos, gluteos, caderas  
10ml x 1 jeringa  
Viscoelasticidad: 27.7 ~ 30.6 N

- Grado: ★★★★★★
- Viscoelasticidad: ★★★★★☆
- Moldeabilidad: ★★★★★☆
- Cohesión: ★★★★★☆



#### B Filler-s (Hard)

HA 20mg/ml  
Premium body filler  
Senos, gluteos, caderas  
10ml x 1 jeringa  
Viscoelasticidad: 40 ~ 45 N

- Grado: ★★★★★★
- Viscoelasticidad: ★★★★★★
- Moldeabilidad: ★★★★★★
- Cohesión: ★★★★★★

Materia prima HA, unión y textura desigual




Unión ultra delgada

Estructura uniforme y estable lista para una reticulación suave



MNCaplicada en dos pasos en la reticulación



Primer paso de reticulación, calidad similar a otros productos.

Segundo paso de reticulación, Ammi va un paso adelante

